



## Mixer B-400 (ミキサー) サンプル作成を最適化

Mixer B-400 (ミキサー) を使用すれば、均質化を極めて効率よく、簡単な操作で行うことができます。分析プロセスチェーンの一環として、サンプル作成に欠かせないツールです。

### 高い柔軟性

食品および飼料分野の  
幅広い用途に対応します



### 簡単操作

自動制御により  
混合処理を行います



### 再現性の高い結果

サンプルをコンタミさせることなく、  
分析に必要な細かさに粉碎します

## B-400: ひと目でわかる特長



### 高い柔軟性

- ・ 水や脂肪、繊維を多く含むサンプルも粉砕
- ・ 不活性の高品質セラミック刃により、微量元素の分析に使用可能
- ・ オートクレーブ可能な材質を用いており、微生物学的試験に使用可能
- ・ 冷凍サンプルを使用した場合の低温にも対応



### 簡単操作

- ・ シンプルな粉砕プロセス
- ・ 不意に高い摩擦が生じた場合には自動で速度を調節
- ・ 作業安全性や機能性において、極めて高い要求に応えます



### 再現性の高い結果

- ・ 粒子のサイズ分布が良好で、回収率が高く、標準偏差は低く抑えられます
- ・ 粉砕時間が短く、熱分解を引き起こしません
- ・ 簡単に洗浄できるので、コンタミしません
- ・ セラミック刃により、金属コンタミのない粉砕処理を実現

あわせてご使用ください



SpeedDigester  
K-439 / K-425 / K-436  
IR 分解器



HydroEx H-506  
酸加水分解



FatExtractor E-500  
迅速抽出で公定法に準拠  
脂肪抽出



ProxiMate™  
最も過酷な環  
境用の近赤外分  
析計

